

Natrelle® Portfolio Ordering Information



SMOOTH TISSUE EXPANDERS WITH FOURTÉ® EXPANDER FILL SYSTEM

| Style 133S-FX-T | | | | | | FULL HEIGHT EXTRA PROJECTION |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------|
| VOLUME (cc) | WIDTH (cm) | HEIGHT (cm) | PROJECTION (cm) | CATALOG NUMBER | QTY | |
| 350 | 11.0 | 11.5 | 5.9 | 133S-FX-11-T | | |
| 450 | 12.0 | 12.5 | 6.3 | 133S-FX-12-T | | |
| 550 | 13.0 | 13.5 | 6.7 | 133S-FX-13-T | | |
| 650 | 14.0 | 14.5 | 7.1 | 133S-FX-14-T | | |
| 800 | 15.0 | 15.5 | 7.6 | 133S-FX-15-T | | |
| 950 | 15.5 | 16.0 | 8.1 | 133S-FX-16-T | | |

| Style 133S-FV-T | | | | | | FULL HEIGHT VARIABLE PROJECTION |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----|------------------------------------|
| VOLUME (cc) | WIDTH (cm) | HEIGHT (cm) | PROJECTION (cm) | CATALOG NUMBER | QTY | |
| 300 | 11.0 | 11.5 | 5.0 | 133S-FV-11-T | | |
| 400 | 12.0 | 12.5 | 5.3 | 133S-FV-12-T | | |
| 500 | 13.0 | 13.5 | 5.7 | 133S-FV-13-T | | |
| 600 | 14.0 | 14.5 | 6.2 | 133S-FV-14-T | | |
| 750 | 15.0 | 15.5 | 6.7 | 133S-FV-15-T | | |
| 850 | 16.0 | 16.5 | 6.8 | 133S-FV-16-T | | |

| Style 133S-MX-T | | | | | | MODERATE HEIGHT EXTRA PROJECTION |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----|-------------------------------------|
| VOLUME (cc) | WIDTH (cm) | HEIGHT (cm) | PROJECTION (cm) | CATALOG NUMBER | QTY | |
| 300 | 11.0 | 10.0 | 5.9 | 133S-MX-11-T | | |
| 400 | 12.0 | 11.0 | 6.3 | 133S-MX-12-T | | |
| 500 | 13.0 | 12.0 | 6.7 | 133S-MX-13-T | | |
| 600 | 14.0 | 13.0 | 7.1 | 133S-MX-14-T | | |
| 700 | 15.0 | 14.0 | 7.6 | 133S-MX-15-T | | |
| 850 | 15.5 | 14.5 | 8.1 | 133S-MX-16-T | | |

| Style 133S-MV-T | | | | | | MODERATE HEIGHT VARIABLE PROJECTION |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----|--|
| VOLUME (cc) | WIDTH (cm) | HEIGHT (cm) | PROJECTION (cm) | CATALOG NUMBER | QTY | |
| 250 | 11.0 | 10.0 | 4.9 | 133S-MV-11-T | | |
| 300 | 12.0 | 11.0 | 5.2 | 133S-MV-12-T | | |
| 400 | 13.0 | 12.0 | 5.6 | 133S-MV-13-T | | |
| 500 | 14.0 | 13.0 | 6.0 | 133S-MV-14-T | | |
| 600 | 15.0 | 14.0 | 6.3 | 133S-MV-15-T | | |
| 700 | 16.0 | 15.0 | 6.6 | 133S-MV-16-T | | |

| Style 133S-SX-T | | | | | | SHORT HEIGHT EXTRA PROJECTION |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----|----------------------------------|
| VOLUME (cc) | WIDTH (cm) | HEIGHT (cm) | PROJECTION (cm) | CATALOG NUMBER | QTY | |
| 250 | 11.0 | 9.0 | 5.9 | 133S-SX-11-T | | |
| 350 | 12.0 | 10.0 | 6.3 | 133S-SX-12-T | | |
| 400 | 13.0 | 11.0 | 6.7 | 133S-SX-13-T | | |
| 500 | 14.0 | 12.0 | 7.1 | 133S-SX-14-T | | |
| 650 | 15.0 | 13.0 | 7.6 | 133S-SX-15-T | | |
| 800 | 15.5 | 13.5 | 8.1 | 133S-SX-16-T | | |

| Style 133S-SV-T | | | | | | SHORT HEIGHT VARIABLE PROJECTION |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----|-------------------------------------|
| VOLUME (cc) | WIDTH (cm) | HEIGHT (cm) | PROJECTION (cm) | CATALOG NUMBER | QTY | |
| 200 | 11.0 | 7.6 | 4.7 | 133S-SV-11-T | | |
| 250 | 12.0 | 8.4 | 5.3 | 133S-SV-12-T | | |
| 300 | 13.0 | 9.1 | 5.7 | 133S-SV-13-T | | |
| 375 | 14.0 | 9.7 | 6.0 | 133S-SV-14-T | | |
| 450 | 15.0 | 10.5 | 6.3 | 133S-SV-15-T | | |
| 500 | 16.0 | 11.3 | 6.3 | 133S-SV-16-T | | |

Natrelle® 133S Tissue Expanders are smooth, have suture tabs, and include a MAGNA-FINDER® Xact port finder with dermal depression-marking feature and FOURTÉ® Expander Fill System.

| FOURTÉ® Expander Fill System | | |
|--|----------------|-----|
| DESCRIPTION | CATALOG NUMBER | QTY |
| Array of four 21-gauge needle system, with tubing and luer adapter | F-4444 | |

Natrelle® Portfolio Ordering Information



| KELLER FUNNEL®2 | | |
|-----------------|----------------|-----|
| DESCRIPTION | CATALOG NUMBER | QTY |
| Case of 5 | HA-005 | |

Natrelle
INSPIRA® COLLECTION

SMOOTH ROUND GEL BREAST IMPLANTS & SIZERS

Styles SCX, SSX, & SRX

EXTRA-FULL
PROFILE

| VOLUME (cc) | DIAMETER (cm) | PROJECTION (cm) | SMOOTH COHESIVE (SCX) | QTY | SMOOTH SOFTTOUCH (SSX) | QTY | SMOOTH RESPONSIVE (SRX) | QTY |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----|------------------------|-----|-------------------------|-----|
| 200 | 9.50 | 4.2 | SCX-200 | | SSX-200 | | SRX-200 | |
| 225 | 10.00 | 4.5 | SCX-225 | | SSX-225 | | SRX-225 | |
| 255 | 10.25 | 4.8 | SCX-255 | | SSX-255 | | SRX-255 | |
| 285 | 10.50 | 5.0 | SCX-285 | | SSX-285 | | SRX-285 | |
| 310 | 10.75 | 5.2 | SCX-310 | | SSX-310 | | SRX-310 | |
| 340 | 11.00 | 5.4 | SCX-340 | | SSX-340 | | SRX-340 | |
| 375 | 11.25 | 5.6 | SCX-375 | | SSX-375 | | SRX-375 | |
| 400 | 11.50 | 5.8 | SCX-400 | | SSX-400 | | SRX-400 | |
| 420 | 11.75 | 5.9 | SCX-420 | | SSX-420 | | SRX-420 | |
| 445 | 12.00 | 6.0 | SCX-445 | | SSX-445 | | SRX-445 | |
| 470 | 12.25 | 6.1 | SCX-470 | | SSX-470 | | SRX-470 | |
| 495 | 12.50 | 6.1 | SCX-495 | | SSX-495 | | SRX-495 | |
| 525 | 12.75 | 6.2 | SCX-525 | | SSX-525 | | SRX-525 | |
| 545 | 13.00 | 6.2 | SCX-545 | | SSX-545 | | SRX-545 | |
| 560 | 13.25 | 6.3 | SCX-560 | | SSX-560 | | SRX-560 | |
| 580 | 13.50 | 6.4 | SCX-580 | | SSX-580 | | SRX-580 | |
| 615 | 13.75 | 6.4 | SCX-615 | | SSX-615 | | SRX-615 | |
| 650 | 14.00 | 6.5 | SCX-650 | | SSX-650 | | SRX-650 | |
| 700 | 14.25 | 6.6 | SCX-700 | | SSX-700 | | SRX-700 | |
| 750 | 14.50 | 6.7 | SCX-750 | | SSX-750 | | SRX-750 | |
| 800 | 15.50 | 6.7 | SCX-800 | | SSX-800 | | SRX-800 | |

RE-STERILIZABLE GEL SIZER

| CATALOG NUMBER | QTY |
|----------------|-----|
| MSZ-X205 | |
| MSZ-X225 | |
| MSZ-X255 | |
| MSZ-X285 | |
| MSZ-X310 | |
| MSZ-X340 | |
| MSZ-X375 | |
| MSZ-X400 | |
| MSZ-X420 | |
| MSZ-X445 | |
| MSZ-X470 | |
| MSZ-X495 | |
| MSZ-X525 | |
| MSZ-X545 | |
| MSZ-X560 | |
| MSZ-X580 | |
| MSZ-X615 | |
| MSZ-X650 | |
| MSZ-X700 | |
| MSZ-X750 | |
| MSZ-X800 | |

SINGLE-USE GEL SIZER

| CATALOG NUMBER | QTY |
|----------------|-----|
| SSZ-X205 | |
| SSZ-X225 | |
| SSZ-X255 | |
| SSZ-X285 | |
| SSZ-X310 | |
| SSZ-X340 | |
| SSZ-X375 | |
| SSZ-X400 | |
| SSZ-X420 | |
| SSZ-X445 | |
| SSZ-X470 | |
| SSZ-X495 | |
| SSZ-X525 | |
| SSZ-X545 | |
| SSZ-X560 | |
| SSZ-X580 | |
| SSZ-X615 | |
| SSZ-X650 | |
| SSZ-X700 | |
| SSZ-X750 | |
| SSZ-X800 | |

Styles SCF, SSF, & SRF

FULL
PROFILE

| VOLUME (cc) | DIAMETER (cm) | PROJECTION (cm) | SMOOTH COHESIVE (SCF) | QTY | SMOOTH SOFTTOUCH (SSF) | QTY | SMOOTH RESPONSIVE (SRF) | QTY |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----|------------------------|-----|-------------------------|-----|
| 180 | 9.50 | 4.0 | SCF-180 | | SSF-180 | | SRF-180 | |
| 200 | 9.75 | 4.1 | SCF-200 | | SSF-200 | | SRF-200 | |
| 220 | 10.00 | 4.2 | SCF-220 | | SSF-220 | | SRF-220 | |
| 240 | 10.50 | 4.3 | SCF-240 | | SSF-240 | | SRF-240 | |
| 265 | 11.00 | 4.4 | SCF-265 | | SSF-265 | | SRF-265 | |
| 295 | 11.25 | 4.5 | SCF-295 | | SSF-295 | | SRF-295 | |
| 325 | 11.40 | 4.6 | SCF-325 | | SSF-325 | | SRF-325 | |
| 335 | 11.50 | 4.7 | SCF-335 | | SSF-335 | | SRF-335 | |
| 345 | 11.75 | 4.8 | SCF-345 | | SSF-345 | | SRF-345 | |
| 365 | 12.00 | 4.9 | SCF-365 | | SSF-365 | | SRF-365 | |
| 385 | 12.25 | 5.0 | SCF-385 | | SSF-385 | | SRF-385 | |
| 415 | 12.50 | 5.1 | SCF-415 | | SSF-415 | | SRF-415 | |
| 450 | 12.75 | 5.3 | SCF-450 | | SSF-450 | | SRF-450 | |
| 485 | 13.00 | 5.4 | SCF-485 | | SSF-485 | | SRF-485 | |
| 520 | 13.25 | 5.5 | SCF-520 | | SSF-520 | | SRF-520 | |
| 560 | 13.50 | 5.7 | SCF-560 | | SSF-560 | | SRF-560 | |
| 605 | 14.00 | 5.8 | SCF-605 | | SSF-605 | | SRF-605 | |
| 650 | 14.50 | 5.9 | SCF-650 | | SSF-650 | | SRF-650 | |
| 695 | 14.75 | 6.0 | SCF-695 | | SSF-695 | | SRF-695 | |
| 745 | 15.00 | 6.1 | SCF-745 | | SSF-745 | | SRF-745 | |
| 770 | 15.50 | 6.0 | SCF-770 | | SSF-770 | | SRF-770 | |

RE-STERILIZABLE GEL SIZER

| CATALOG NUMBER | QTY |
|----------------|-----|
| MSZ-F180 | |
| MSZ-F200 | |
| MSZ-F220 | |
| MSZ-F240 | |
| MSZ-F265 | |
| MSZ-F295 | |
| MSZ-F325 | |
| MSZ-F335 | |
| MSZ-F345 | |
| MSZ-F365 | |
| MSZ-F385 | |
| MSZ-F415 | |
| MSZ-F450 | |
| MSZ-F485 | |
| MSZ-F520 | |
| MSZ-F560 | |
| MSZ-F605 | |
| MSZ-F650 | |
| MSZ-F695 | |
| MSZ-F745 | |
| MSZ-F770 | |

SINGLE-USE GEL SIZER

| CATALOG NUMBER | QTY |
|----------------|-----|
| SSZ-F180 | |
| SSZ-F200 | |
| SSZ-F220 | |
| SSZ-F240 | |
| SSZ-F265 | |
| SSZ-F295 | |
| SSZ-F325 | |
| SSZ-F335 | |
| SSZ-F345 | |
| SSZ-F365 | |
| SSZ-F385 | |
| SSZ-F415 | |
| SSZ-F450 | |
| SSZ-F485 | |
| SSZ-F520 | |
| SSZ-F560 | |
| SSZ-F605 | |
| SSZ-F650 | |
| SSZ-F695 | |
| SSZ-F745 | |
| SSZ-F770 | |

Natrelle® Portfolio Ordering Information



SMOOTH ROUND GEL BREAST IMPLANTS & SIZERS (continued)

| Styles SCM, SSM, & SRM | | | | | | | | MODERATE PROFILE |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----|------------------------|-----|-------------------------|------------------|
| VOLUME (cc) | DIAMETER (cm) | PROJECTION (cm) | SMOOTH COHESIVE (SCM) | QTY | SMOOTH SOFTTOUCH (SSM) | QTY | SMOOTH RESPONSIVE (SRM) | QTY |
| 140 | 9.50 | 3.0 | SCM-140 | | SSM-140 | | SRM-140 | |
| 175 | 10.00 | 3.3 | SCM-175 | | SSM-175 | | SRM-175 | |
| 195 | 10.25 | 3.4 | SCM-195 | | SSM-195 | | SRM-195 | |
| 210 | 10.50 | 3.5 | SCM-210 | | SSM-210 | | SRM-210 | |
| 240 | 11.00 | 3.7 | SCM-240 | | SSM-240 | | SRM-240 | |
| 255 | 11.25 | 3.8 | SCM-255 | | SSM-255 | | SRM-255 | |
| 275 | 11.50 | 3.9 | SCM-275 | | SSM-275 | | SRM-275 | |
| 295 | 11.75 | 3.9 | SCM-295 | | SSM-295 | | SRM-295 | |
| 310 | 12.00 | 4.0 | SCM-310 | | SSM-310 | | SRM-310 | |
| 330 | 12.25 | 4.1 | SCM-330 | | SSM-330 | | SRM-330 | |
| 345 | 12.50 | 4.2 | SCM-345 | | SSM-345 | | SRM-345 | |
| 360 | 12.75 | 4.2 | SCM-360 | | SSM-360 | | SRM-360 | |
| 375 | 13.00 | 4.3 | SCM-375 | | SSM-375 | | SRM-375 | |
| 405 | 13.25 | 4.4 | SCM-405 | | SSM-405 | | SRM-405 | |
| 445 | 13.50 | 4.5 | SCM-445 | | SSM-445 | | SRM-445 | |
| 485 | 14.00 | 4.6 | SCM-485 | | SSM-485 | | SRM-485 | |
| 520 | 14.50 | 4.8 | SCM-520 | | SSM-520 | | SRM-520 | |
| 560 | 14.75 | 4.9 | SCM-560 | | SSM-560 | | SRM-560 | |
| 600 | 15.00 | 4.9 | SCM-600 | | SSM-600 | | SRM-600 | |
| 640 | 15.50 | 5.0 | SCM-640 | | SSM-640 | | SRM-640 | |
| 685 | 16.00 | 5.2 | SCM-685 | | SSM-685 | | SRM-685 | |
| 755 | 16.50 | 5.0 | SCM-755 | | SSM-755 | | SRM-755 | |

| RE-STERILIZABLE GEL SIZER | |
|---------------------------|-----|
| CATALOG NUMBER | QTY |
| MSZ-M140 | |
| MSZ-M175 | |
| MSZ-M195 | |
| MSZ-M210 | |
| MSZ-M240 | |
| MSZ-M255 | |
| MSZ-M275 | |
| MSZ-M295 | |
| MSZ-M310 | |
| MSZ-M330 | |
| MSZ-M345 | |
| MSZ-M360 | |
| MSZ-M375 | |
| MSZ-M405 | |
| MSZ-M445 | |
| MSZ-M485 | |
| MSZ-M520 | |
| MSZ-M560 | |
| MSZ-M600 | |
| MSZ-M640 | |
| MSZ-M685 | |
| MSZ-M755 | |

| SINGLE-USE GEL SIZER | |
|----------------------|-----|
| CATALOG NUMBER | QTY |
| SSZ-M140 | |
| SSZ-M175 | |
| SSZ-M195 | |
| SSZ-M210 | |
| SSZ-M240 | |
| SSZ-M255 | |
| SSZ-M275 | |
| SSZ-M295 | |
| SSZ-M310 | |
| SSZ-M330 | |
| SSZ-M345 | |
| SSZ-M360 | |
| SSZ-M375 | |
| SSZ-M405 | |
| SSZ-M445 | |
| SSZ-M485 | |
| SSZ-M520 | |
| SSZ-M560 | |
| SSZ-M600 | |
| SSZ-M640 | |
| SSZ-M685 | |
| SSZ-M755 | |

| Styles SCLP, SSLP, & SRLP | | | | | | | | LOW-PLUS PROFILE |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----|-------------------------|-----|--------------------------|------------------|
| VOLUME (cc) | DIAMETER (cm) | PROJECTION (cm) | SMOOTH COHESIVE (SCLP) | QTY | SMOOTH SOFTTOUCH (SSLP) | QTY | SMOOTH RESPONSIVE (SRLP) | QTY |
| 125 | 9.50 | 2.5 | SCLP-125 | | SSLP-125 | | SRLP-125 | |
| 145 | 10.00 | 2.6 | SCLP-145 | | SSLP-145 | | SRLP-145 | |
| 165 | 10.50 | 2.7 | SCLP-165 | | SSLP-165 | | SRLP-165 | |
| 190 | 11.00 | 2.8 | SCLP-190 | | SSLP-190 | | SRLP-190 | |
| 205 | 11.25 | 2.9 | SCLP-205 | | SSLP-205 | | SRLP-205 | |
| 220 | 11.50 | 3.0 | SCLP-220 | | SSLP-220 | | SRLP-220 | |
| 235 | 11.75 | 3.1 | SCLP-235 | | SSLP-235 | | SRLP-235 | |
| 250 | 12.00 | 3.1 | SCLP-250 | | SSLP-250 | | SRLP-250 | |
| 265 | 12.25 | 3.2 | SCLP-265 | | SSLP-265 | | SRLP-265 | |
| 280 | 12.50 | 3.3 | SCLP-280 | | SSLP-280 | | SRLP-280 | |
| 300 | 12.75 | 3.3 | SCLP-300 | | SSLP-300 | | SRLP-300 | |
| 320 | 13.00 | 3.4 | SCLP-320 | | SSLP-320 | | SRLP-320 | |
| 340 | 13.25 | 3.5 | SCLP-340 | | SSLP-340 | | SRLP-340 | |
| 360 | 13.50 | 3.5 | SCLP-360 | | SSLP-360 | | SRLP-360 | |
| 400 | 14.00 | 3.6 | SCLP-400 | | SSLP-400 | | SRLP-400 | |
| 440 | 14.50 | 3.8 | SCLP-440 | | SSLP-440 | | SRLP-440 | |
| 490 | 15.00 | 3.9 | SCLP-490 | | SSLP-490 | | SRLP-490 | |
| 540 | 15.50 | 4.0 | SCLP-540 | | SSLP-540 | | SRLP-540 | |
| 590 | 16.00 | 4.2 | SCLP-590 | | SSLP-590 | | SRLP-590 | |
| 640 | 16.50 | 4.3 | SCLP-640 | | SSLP-640 | | SRLP-640 | |

| RE-STERILIZABLE GEL SIZER | |
|---------------------------|-----|
| CATALOG NUMBER | QTY |
| MSZ-LP125 | |
| MSZ-LP145 | |
| MSZ-LP165 | |
| MSZ-LP190 | |
| MSZ-LP205 | |
| MSZ-LP220 | |
| MSZ-LP235 | |
| MSZ-LP250 | |
| MSZ-LP265 | |
| MSZ-LP280 | |
| MSZ-LP300 | |
| MSZ-LP320 | |
| MSZ-LP340 | |
| MSZ-LP360 | |
| MSZ-LP400 | |
| MSZ-LP440 | |
| MSZ-LP490 | |
| MSZ-LP540 | |
| MSZ-LP590 | |
| MSZ-LP640 | |

| SINGLE-USE GEL SIZER | |
|----------------------|-----|
| CATALOG NUMBER | QTY |
| SSZ-LP125 | |
| SSZ-LP145 | |
| SSZ-LP165 | |
| SSZ-LP190 | |
| SSZ-LP205 | |
| SSZ-LP220 | |
| SSZ-LP235 | |
| SSZ-LP250 | |
| SSZ-LP265 | |
| SSZ-LP280 | |
| SSZ-LP300 | |
| SSZ-LP320 | |
| SSZ-LP340 | |
| SSZ-LP360 | |
| SSZ-LP400 | |
| SSZ-LP440 | |
| SSZ-LP490 | |
| SSZ-LP540 | |
| SSZ-LP590 | |
| SSZ-LP640 | |

| Styles SCL, SSL, & SRL | | | | | | | | LOW PROFILE |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----|------------------------|-----|-------------------------|-------------|
| VOLUME (cc) | DIAMETER (cm) | PROJECTION (cm) | SMOOTH COHESIVE (SCL) | QTY | SMOOTH SOFTTOUCH (SSL) | QTY | SMOOTH RESPONSIVE (SRL) | QTY |
| 110 | 10.00 | 2.0 | SCL-110 | | SSL-110 | | SRL-110 | |
| 125 | 10.25 | 2.0 | SCL-125 | | SSL-125 | | SRL-125 | |
| 140 | 10.50 | 2.1 | SCL-140 | | SSL-140 | | SRL-140 | |
| 170 | 11.00 | 2.2 | SCL-170 | | SSL-170 | | SRL-170 | |
| 200 | 11.50 | 2.3 | SCL-200 | | SSL-200 | | SRL-200 | |
| 230 | 12.00 | 2.4 | SCL-230 | | SSL-230 | | SRL-230 | |
| 260 | 12.50 | 2.5 | SCL-260 | | SSL-260 | | SRL-260 | |
| 290 | 13.00 | 2.6 | SCL-290 | | SSL-290 | | SRL-290 | |
| 320 | 13.50 | 2.7 | SCL-320 | | SSL-320 | | SRL-320 | |
| 350 | 14.00 | 2.8 | SCL-350 | | SSL-350 | | SRL-350 | |
| 380 | 14.50 | 2.9 | SCL-380 | | SSL-380 | | SRL-380 | |
| 410 | 15.00 | 3.0 | SCL-410 | | SSL-410 | | SRL-410 | |
| 460 | 15.50 | 3.1 | SCL-460 | | SSL-460 | | SRL-460 | |
| 510 | 16.00 | 3.2 | SCL-510 | | SSL-510 | | SRL-510 | |
| 560 | 16.50 | 3.3 | SCL-560 | | SSL-560 | | SRL-560 | |
| 610 | 17.00 | 3.4 | SCL-610 | | SSL-610 | | SRL-610 | |

| RE-STERILIZABLE GEL SIZER | |
|---------------------------|-----|
| CATALOG NUMBER | QTY |
| MSZ-L110 | |
| MSZ-L125 | |
| MSZ-L140 | |
| MSZ-L170 | |
| MSZ-L200 | |
| MSZ-L230 | |
| MSZ-L260 | |
| MSZ-L290 | |
| MSZ-L320 | |
| MSZ-L350 | |
| MSZ-L380 | |
| MSZ-L410 | |
| MSZ-L460 | |
| MSZ-L510 | |
| MSZ-L560 | |
| MSZ-L610 | |

| SINGLE-USE GEL SIZER | |
|----------------------|-----|
| CATALOG NUMBER | QTY |
| SSZ-L110 | |
| SSZ-L125 | |
| SSZ-L140 | |
| SSZ-L170 | |
| SSZ-L200 | |
| SSZ-L230 | |
| SSZ-L260 | |
| SSZ-L290 | |
| SSZ-L320 | |
| SSZ-L350 | |
| SSZ-L380 | |
| SSZ-L410 | |
| SSZ-L460 | |
| SSZ-L510 | |
| SSZ-L560 | |
| SSZ-L610 | |

Natrelle® Portfolio Ordering Information



SMOOTH ROUND SALINE-FILLED BREAST IMPLANTS & SIZERS

| Style 68HP | | | | | | HIGH PROFILE |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| ANTERIOR DIAPHRAGM VALVE | | | | | | |
| FILL VOLUME (cc) | DIMENSIONS AT MINIMUM VOLUME | | DIMENSIONS AT MAXIMUM VOLUME | | CATALOG NUMBER | QTY |
| | DIAMETER (cm) | PROJECTION (cm) | DIAMETER (cm) | PROJECTION (cm) | | |
| 160-175 | 9.0 | 3.9 | 8.8 | 4.3 | 68HP-160 | |
| 200-220 | 9.6 | 4.2 | 9.5 | 4.6 | 68HP-200 | |
| 240-260 | 10.2 | 4.4 | 10.0 | 5.0 | 68HP-240 | |
| 280-300 | 10.6 | 4.7 | 10.5 | 5.2 | 68HP-280 | |
| 320-340 | 11.1 | 4.9 | 11.0 | 5.3 | 68HP-320 | |
| 350-380 | 11.6 | 4.9 | 11.4 | 5.5 | 68HP-350 | |
| 400-430 | 11.9 | 5.0 | 11.7 | 5.9 | 68HP-400 | |
| 425-455 | 12.3 | 5.3 | 12.1 | 5.9 | 68HP-425 | |
| 465-505 | 12.6 | 5.6 | 12.5 | 6.1 | 68HP-465 | |
| 500-540 | 13.0 | 5.7 | 12.8 | 6.3 | 68HP-500 | |
| 550-590 | 13.3 | 5.8 | 13.1 | 6.4 | 68HP-550 | |
| 600-640 | 13.7 | 6.0 | 13.5 | 6.6 | 68HP-600 | |
| 650-700 | 14.0 | 6.1 | 13.8 | 6.9 | 68HP-650 | |
| 700-750 | 14.4 | 6.2 | 14.1 | 7.1 | 68HP-700 | |
| 750-800 | 14.6 | 6.5 | 14.4 | 7.2 | 68HP-750 | |
| 800-850 | 15.0 | 6.7 | 14.7 | 7.2 | 68HP-800 | |

| SINGLE-USE SALINE SIZER | |
|-------------------------|-----|
| CATALOG NUMBER | QTY |
| --- | |
| SZHP68200 | |
| --- | |
| SZHP68280 | |
| SZHP68320 | |
| SZHP68350 | |
| SZHP68400 | |
| SZHP68425 | |
| SZHP68465 | |
| SZHP68500 | |
| SZHP68550 | |
| --- | |
| SZHP68650 | |
| --- | |
| SZHP68750 | |
| --- | |

| Style 68MP | | | | | | MODERATE PROFILE |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| ANTERIOR DIAPHRAGM VALVE | | | | | | |
| FILL VOLUME (cc) | DIMENSIONS AT MINIMUM VOLUME | | DIMENSIONS AT MAXIMUM VOLUME | | CATALOG NUMBER | QTY |
| | DIAMETER (cm) | PROJECTION (cm) | DIAMETER (cm) | PROJECTION (cm) | | |
| 120-150 | 9.0 | 3.0 | 8.9 | 3.5 | 68-120 | |
| 150-180 | 9.6 | 3.3 | 9.5 | 3.8 | 68-150 | |
| 180-210 | 10.2 | 3.4 | 10.1 | 3.9 | 68-180 | |
| 210-240 | 10.6 | 3.7 | 10.5 | 4.1 | 68-210 | |
| 240-270 | 11.1 | 3.8 | 11.0 | 4.2 | 68-240 | |
| 270-300 | 11.6 | 3.9 | 11.5 | 4.3 | 68-270 | |
| 300-330 | 11.9 | 4.1 | 11.8 | 4.4 | 68-300 | |
| 330-360 | 12.3 | 4.2 | 12.2 | 4.5 | 68-330 | |
| 360-390 | 12.7 | 4.2 | 12.6 | 4.5 | 68-360 | |
| 390-420 | 13.0 | 4.5 | 12.9 | 4.6 | 68-390 | |
| 420-450 | 13.4 | 4.5 | 13.3 | 4.6 | 68-420 | |
| 450-480 | 13.7 | 4.6 | 13.6 | 4.7 | 68-450 | |
| 480-510 | 14.1 | 4.6 | 14.0 | 4.7 | 68-480 | |
| 510-540 | 14.4 | 4.6 | 14.3 | 4.7 | 68-510 | |
| 550-600 | 14.6 | 4.9 | 14.5 | 5.1 | 68-550 | |
| 600-650 | 15.0 | 5.0 | 14.9 | 5.2 | 68-600 | |
| 650-700 | 15.2 | 5.3 | 15.1 | 5.5 | 68-650 | |
| 700-750 | 15.6 | 5.4 | 15.5 | 5.6 | 68-700 | |
| 750-800 | 15.9 | 5.6 | 15.8 | 5.8 | 68-750 | |
| 800-850 | 16.4 | 5.6 | 16.3 | 5.8 | 68-800 | |

| SINGLE-USE SALINE SIZER | |
|-------------------------|-----|
| CATALOG NUMBER | QTY |
| --- | |
| SZ68180 | |
| SZ68210 | |
| SZ68240 | |
| SZ68270 | |
| SZ68300 | |
| SZ68330 | |
| SZ68360 | |
| SZ68390 | |
| SZ68420 | |
| SZ68450 | |
| SZ68480 | |
| SZ68510 | |
| --- | |
| --- | |
| SZ68650 | |
| --- | |
| --- | |
| --- | |
| --- | |

| Style 68LP | | | | | | LOW PROFILE |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| ANTERIOR DIAPHRAGM VALVE | | | | | | |
| FILL VOLUME (cc) | DIMENSIONS AT MINIMUM VOLUME | | DIMENSIONS AT MAXIMUM VOLUME | | CATALOG NUMBER | QTY |
| | DIAMETER (cm) | PROJECTION (cm) | DIAMETER (cm) | PROJECTION (cm) | | |
| 125-145 | 9.5 | 2.6 | 9.3 | 3.2 | 68LP-125 | |
| 150-170 | 10.0 | 2.7 | 9.9 | 3.2 | 68LP-150 | |
| 175-195 | 10.6 | 2.8 | 10.4 | 3.3 | 68LP-175 | |
| 200-220 | 11.0 | 3.0 | 10.9 | 3.4 | 68LP-200 | |
| 225-245 | 11.4 | 3.1 | 11.3 | 3.4 | 68LP-225 | |
| 250-270 | 11.9 | 3.2 | 11.7 | 3.5 | 68LP-250 | |
| 275-295 | 12.2 | 3.3 | 12.1 | 3.6 | 68LP-275 | |
| 300-320 | 12.5 | 3.4 | 12.4 | 3.7 | 68LP-300 | |
| 325-345 | 12.9 | 3.5 | 12.7 | 3.8 | 68LP-325 | |
| 350-370 | 13.3 | 3.6 | 13.2 | 3.8 | 68LP-350 | |
| 400-420 | 13.5 | 3.8 | 13.4 | 4.2 | 68LP-400 | |
| 420-440 | 13.9 | 3.9 | 13.8 | 4.1 | 68LP-420 | |
| 440-460 | 14.2 | 3.9 | 14.1 | 4.1 | 68LP-440 | |
| 480-500 | 14.5 | 4.0 | 14.4 | 4.3 | 68LP-480 | |
| 525-545 | 14.8 | 4.2 | 14.7 | 4.5 | 68LP-525 | |
| 550-570 | 15.1 | 4.3 | 15.0 | 4.5 | 68LP-550 | |
| 600-620 | 15.4 | 4.4 | 15.3 | 4.6 | 68LP-600 | |
| 640-660 | 15.8 | 4.5 | 15.7 | 4.7 | 68LP-640 | |
| 680-700 | 16.2 | 4.5 | 16.1 | 4.7 | 68LP-680 | |

| SINGLE-USE SALINE SIZER | |
|-------------------------|-----|
| CATALOG NUMBER | QTY |
| --- | |
| SZLP68150 | |
| SZLP68175 | |
| SZLP68200 | |
| SZLP68225 | |
| --- | |
| SZLP68275 | |
| SZLP68300 | |
| SZLP68325 | |
| SZLP68350 | |
| SZLP68400 | |
| SZLP68420 | |
| --- | |
| SZLP68480 | |
| SZLP68525 | |
| SZLP68550 | |
| SZLP68600 | |
| SZLP68640 | |
| --- | |